


Der Silensor-sl – damit Schnarchen kein Problem mehr ist!

Voraussetzungen:

1. Die Unterkieferprotrusionsschiene muss auf Veranlassung eines Vertragsarztes mit der Zusatzbezeichnung „Schlafmedizin“ verschrieben werden.
2. Die Überweisung zur Mitbehandlung darf erst erfolgen, wenn eine behandlungsbedürftige obstruktive Schlafapnoe festgestellt UND bereits eine erfolglose Behandlung mittels Überdrucktherapie durchgeführt wurde.

Funktionsweise des Silensor-sl:

- ___ Je eine transparenten Schiene für den Oberkiefer (OK) & den Unterkiefer (UK)
- ___ 2 seitliche Verbindungselemente verbinden den OK mit dem UK
- ___ Verbindungselemente halten UK oder ermöglichen Bewegungen nach vorne
- ___ Im UK rasten die Verbinder schwach ein
- ___ Im OK rasten die Verbinder fest ein
- ___ Die Anpassung der UK-Lage erfolgt über Verbindungselemente
- ___ Verbindungselemente können leicht ausgetauscht werden



Behandlungsablauf:

1. Erstgespräch und Prüfung der Voraussetzungen
2. Abdrucknahme mit Konstruktionsbiss (sl-Protrusionslehre)
3. Herstellung der Schiene innerhalb von 10 Werktagen
4. Einsetzen und Anpassen der Schiene (Balance-Kontaktpunkte)
5. Erstkontrolle nach ca. 2 - 4 Wochen beim Zahnarzt
6. Regelmäßige Kontrolle (z.B. auf Zahnwanderung)



Hinweise zum Tragen des Silensor-sl:

Beim Einsetzen des Silensor-sl wird in der Regel ein Spannungsgefühl empfunden. Dieses verschwindet meist rasch.

Die Vorteile des Silensor-sl:

- ___ Seit 01.01.2022 auf Kassenrezept
- ___ Effektive Verbesserung der Symptomatik
- ___ Verstellbare Unterkiefervorlage
- ___ Hoher Tragekomfort
- ___ Metallfreie Konstruktion

